

66. Pastyłki


Trening z planszą Pastyłki polega na ustawieniu żółtej pastylki jak najbliżej górnej prawej krawędzi pola z zielonymi pastylkami oraz na spowodowaniu wirowania dużych pastylek po bokach ekranu, które staną się białe.

Za ruch żółtej pastylki w pionie odpowiada rytm promowany (im wyżej tym lepiej), ustawienie pastylki w poziomie to rytm hamowany (im bliżej prawego brzegu tym lepiej). Drugi rytm hamowany (Beta2) odpowiada za wirowanie pastylek po bokach ekranu (przy niezadowolających wynikach wirują i białe są tylko najmniejsze krańcowe pastylki, przy najlepszych wynikach wirują największe pastylki, które stają się białe).

Uwaga!!!


Żółta pastylka zostawia po sobie niebieski ślad - są to miejsca gdzie przed chwilą była (wartości chwilowe). Również wirujące po bokach pastylki mogą zabarwiać się na niebiesko - są to również wartości chwilowe drugiego rytmu hamowanego (Beta2).

Wynik dobry



- żółta pastylka jak najbliżej prawego górnego rogu planszy
- duże pastylki wirują jak najszybciej i są białe

Wynik zły



- żółta pastylka na dole ekranu
- duże pastylki nie poruszają się i są czerwone