

92. Wskaźniki - 3 zegary i parametry liczbowe

Zadaniem trenowanego z tą planszą jest uzyskanie maksymalnego wychylenia wskazówek na wskaźnikach. Rytm promowany odpowiada wychyleniu czerwonej wskazówki, rytm hamowany to wychylenie niebieskiej wskazówki, natomiast drugi rytm hamowany (Beta2) odpowiada za wychylenie żółtej wskazówki.

Uwaga!!!

Na każdym wskaźniku znajduje się również mniejsza wskazówka, która pokazuje wartości chwilowe danego rytmu. Ślad ruchu wskazówki widoczny jest w postaci przesuwaną się za nią kropki.

Wynik dobry



- wskaźniki zegarów wychylone maksymalnie w prawo
- wysokie wartości liczbowe przy zegarach

Wynik zły



- wskaźniki zegarów wychylone w lewo
- niskie/brak wartości liczbowych przy zegarach